

Контейнер для мочи URINtransfer 120 мл

ФСЗ 2011/09735

для мочи, стерильный / нестерильный, объем 120 мл,
перенос в вакуумную пробирку

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	для мочи
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	120 мл
Устройство для переноса в вакуумную пробирку	Да

Описание

Контейнер для мочи URINtransfer 120 мл с аспирационной системой для вакуумных пробирок.

Объем: 120 мл
Материал: полипропилен

Варианты исполнения контейнеров URINtransfer 120 мл

Кат. №	Этикетка	Крышка	Стерильный	Индивидуальная упаковка
25014	матовая	желтая, навинчена	-	-
25012	матовая	желтая, навинчена	-	да
25015	матовая	желтая, навинчена	да	-
25016	матовая	желтая, навинчена	да	да