

Контейнер для острого инструментария КМ-Проект МК-04-СС

РЗН 2017/5395

класс отходов Б / В, объем 0.6 / 1.0 / 1.1 / 1.5 / 3.0 / 6.0 л

КМ-Проект ООО, Россия



Характеристики

Класс отходов	Б / В
Объем	0.6 / 1.0 / 1.1 / 1.5 / 3.0 / 6.0 л

Дополнительные характеристики

Контейнеры КМ-Проект МК-04-СС – одноразовые контейнеры SafeSteam для сбора и аппаратного обеззараживания острого инструментария.

Объём: 0.6 / 1.0 / 1.1 / 1.5 / 3.0 / 6.0 л.

Назначение

Вариативный сбор и термическое обеззараживание использованного медицинского материала, в том числе игл, игл спинальных, травматологических спиц, капилляров, многоканальных пипеток.

Конструктивные особенности

- Съёмный иглосъёмник с отверстиями для снятия игл позволяет выбрать тип отходов для сбора перед началом эксплуатации контейнера.
- Контейнер с иглосъёмником используется для сбора острого инструментария.
- Без установки иглосъёмника используется для сбора органических отходов.
- Двойная крышка-заглушка фиксируется на корпусе изделия, обеспечивает герметичное закрытие в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто.
- Герметизирующий замок крышки с индикацией повторного использования – для безопасного хранения игл в процессе эксплуатации изделия.
- Конструкция крышки не только обеспечивает герметизацию острого инструментария при сборе, но и имеет возможность выхода пара при термической обработке отходов.
- Отверстие для термической обработки содержимого контейнера обеспечивает доступ пара при автоклавировании, СВЧ-обработке и препятствует контаминации воздуха в процессе сбора медицинских отходов.
- Изделие имеет возможность закрепления на поверхности методом накручивания, с использованием фиксатора.
- Изделие устойчиво к воздействию температуры при паровой стерилизации в автоклавах в течение 30 минут, при температуре 132 градуса Цельсия и давлении в камере 2 атмосферы.

- Изделие устойчиво к использованию электромагнитного излучения сверхвысокой частоты мощностью от 600 Вт до 1200 Вт, в течение не менее 70 минут, при температуре 100°C.
- Материал изделия – полипропилен.

Цвет

Класс Б – **жёлтый**.

Класс В – **красный**.

Класс Г – **чёрный**.