

Контейнер для острого инструментария КМ-Проект МК-01 Мини

РЗН 2017/5395

класс отходов Б / В, объем 0.25 л

КМ-Проект ООО, Россия



Характеристики

Класс отходов	Б / В
Объем	0.25 л

Дополнительные характеристики

Контейнеры КМ-Проект МК-01 250 мл – одноразовые контейнеры Standart Mini для острого инструментария.

Фактический объём: 250 мл.

Полезный объём: 187 мл.

Назначение

Сбор и хранение использованного острого инструментария, игл со всех типов шприцов, браунюль, фистульных игл, инфузионных канюль для внутривенного доступа, ланцетов, наконечников скальпелей, в том числе в условиях оказания ургентной помощи.

Конструктивные особенности

- Форма изделия – прямоугольная с округлыми краями.
- Обеспечивает равномерное распределение нагрузки при перемещении изделия в условиях оказания мобильной ургентной помощи: в сумке-переноске или рабочем халате.
- Крышка обеспечивает герметичное закрытие в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто, с индикацией повторного использования – для безопасного хранения игл в процессе эксплуатации изделия.
- Полуавтоматическая крышка (опция) обеспечивает открытие и закрытие контейнера при помощи одной руки.
- Для придания устойчивости на поверхности при эксплуатации в стационарных условиях комплектуется многоразовой подставкой.
- Материал изделия – полипропилен.

Цвет

Класс Б – **жёлтый**.

Класс В – **красный**.