

Контейнер для острого инструментария МедПак МП-01 универсальный

ФСР 2009/06509

класс отходов Б / В, объем 1.0 / 1.1 / 1.5 / 3.0 / 6.0 л

МедПак ООО, Россия



Характеристики

Класс отходов	Б / В
Объем	1.0 / 1.1 / 1.5 / 3.0 / 6.0 л

Дополнительные характеристики

Контейнеры для сбора острого инструментария класса Б, В МедПак МП-01 (универсальные) –

одноразовые контейнеры для сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходов, в том числе игл, игл спинальных, травматологических спиц, капилляров, многоканальных пипеток.

Объем: 1.0 / 1.1 / 1.5 / 3.0 / 6.0 л.

Особенности

- Съёмный иглосъёмник с отверстиями для снятия игл позволяет выбрать тип отходов для сбора перед началом эксплуатации контейнера.
- Контейнер с иглосъёмником используется для сбора острого инструментария.
- Без установки иглосъёмника используется для сбора органических отходов.
- Двойная крышка-заглушка фиксируется на корпусе изделия, обеспечивает герметичное закрытие в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто.
- Герметизирующий замок крышки с индикацией повторного использования – для безопасного хранения игл в процессе эксплуатации изделия.
- Изделие имеет возможность закрепления на поверхности методом накручивания, с использованием фиксатора.
- Материал изделия — полипропилен.

Цвет

Класс Б – **желтый**.

Класс В – **красный**.