

Контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов МК-05 25 л

РЗН 2017/5828

контейнер, многоразовый, класс отходов А / Б, крышка / наклейка / основа / педальный механизм, серый / желтый, объем 25 л

КМ-Проект ООО, Россия



Характеристики

Тип	контейнер
По количеству использований	многоразовый
Класс отходов	А / Б
Комплектация	крышка / наклейка / основа / педальный механизм
Материал	полиэтилен
Цвет	серый / желтый
Объем	25 л
Длина	320 мм
Ширина	360 мм
Высота	475 мм

Дополнительные характеристики

Артикул и наименование МК-05, 25 л:

20.D.7.B.74 - МК-05-контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), 25.0 л;
20.D.7.G.74 - МК-05-контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (серый), 25.0 л.

Назначение:

Сбор и хранение медицинских отходов в местах их образования.

Конструктивные особенности:

- наличие педального механизма позволяет исключить контакт рук медицинского персонала с контейнером и его содержимым;

- принцип двойного нажатия для открытия и закрытия крышки при помощи педального механизма. (Нажатие педали – крышка открыта, повторное нажатие педали – крышка закрыта);
- крышка с плотно пригнанными краями и ободом для фиксации по нижнему краю;
- крышка фиксируется в пазы на ручке для переноски;
- форма изделия - прямоугольная с округлыми краями;
- пластиковый педальный механизм расположен в углублении на задней стенке основы;
- изделие устойчиво к многократной обработке и дезинфекции.

Кол-во изделий в упаковке - 8 шт.