

Контейнер (бак) для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов МК-07 35 л

РЗН 2017/5828

бак, многоразовый, класс отходов А / Б / В, крышка / наклейка / основа / фиксаторы для крышки, белый / желтый / красный, объем 35 л

КМ-Проект ООО, Россия



Характеристики

Тип	бак
По количеству использований	многоразовый
Класс отходов	А / Б / В
Комплектация	крышка / наклейка / основа / фиксаторы для крышки
Материал	полипропилен
Цвет	белый / желтый / красный
Объем	35 л
Высота	495 мм

Дополнительные характеристики

Артикул и наименование МК-07, 35 л:

- 20.В.3.А.78 - МК-07-контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (белый), с фиксирующейся крышкой, 35 л;
- 20.В.3.В.78 - МК-07-контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (жёлтый), с фиксирующейся крышкой, 35 л;
- 20.В.3.С.78 - МК-07-контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (красный), с фиксирующейся крышкой, 35 л.

Назначение:

Сбор и хранение медицинских отходов в местах образования, транспортировка отходов до мест временного хранения;

Конструктивные особенности:

- предназначен для отделений любой мощности;
- крышка с плотно пригнанными краями, круглой ручкой и ободом для фиксации по нижнему краю, герметично закрывающая основу;

- верхний обод основы имеет 4 выступа для фиксации крышки;
- изделие устойчиво к многократной обработке и дезинфекции;
- герметизация бака осуществляется посредством фиксации крышки на основе четырьмя скобами;
- возможно эксплуатировать изделие вместе с внутрикорпусными средствами перемещения;
- изделие устойчиво к воздействию температуры при паровой стерилизации в автоклавах в течение 30 минут, при температуре 132°C и давлении в камере 2 атмосферы;
- изделие устойчиво к использованию электромагнитного излучения сверхвысокой частоты мощностью от 600 Вт до 1200 Вт, в течение не менее 70 минут, при температуре 100°C.