

Набор для сбора суточной мочи UriSet 24

ФСЗ 2009/04699

для мочи, сбор суточной мочи, объем 3 л

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для мочи
Сбор суточной мочи	Да
Объем	3 л

Описание

UriSet 24 – полный комплект для стандартизованного, удобного для пациента сбора суточной мочи.

- **Контейнер для сбора 3 л**

Объем 3000 мл, эргономичная ручка, большой диаметр отверстия (80 мм), прозрачная полоска для визуального контроля заполнения.

- **Стакан для приема и переливания 0.5 л**

Встроенный приемный стакан емкостью 500 мл позволяет пациенту удобно собрать и перелить мочу из сборного контейнера в пробирку для транспортировки.

- **Стабилизатор**

Входящая в комплект соляная кислота (9 мл 20% раствора) в стеклянном флаконе с безопасным дозатором. Объем и концентрация соляной кислоты подобраны таким образом, чтобы стабилизировать мочу для анализа на катехоламины, метанефрины, ванилилминдальную кислоту, гомованилиновую кислоту и 5-гидроксииндолуксусную кислоту на срок до 7 дней. Такая долговременная стабильность позволяет собирать пробы в лаборатории и обрабатывать их партиями.

- **Контейнер для транспортировки или Urin-Monovette**

Только прилагаемый 30 мл сосуд или Urin-Monovette попадает к врачу или в лабораторию. Контейнер для сбора мочи остается у пациента и утилизируется им самостоятельно. Для надежной идентификации пациентов к сосуду для транспортировки прилагается самоклеящаяся этикетка.

Варианты UriSet 24

Кат. №	Исполнение	В коробке
77.578	UriSet 24 со стабилизатором и 30 мл сосудом для транспортировки	30 шт.
77.578.252	UriSet 24 со стабилизатором и белой Urin-Monovette	30 шт.
77.578.010	UriSet 24 без стабилизатора с белой Urin-Monovette	30 шт.