

Контейнер для стерилизации Aescular 1/1

ФСЗ 2009/04170

контейнер, 1/1, с фильтром / без фильтра, металл,
размеры 592×274 мм, высота 90 / 120 / 135 / 187 / 247
мм

Aescular AG, Германия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	1/1
Фильтр	с фильтром / без фильтра
Материал	металл
Размеры	592×274 мм, высота 90 / 120 / 135 / 187 / 247 мм

Описание

Контейнеры для стерилизации Aescular стандарт 1/1 – это контейнеры многоразового использования, в которых медицинские изделия сохраняют свою стерильность до момента их использования или до рекомендуемой даты хранения. В них медицинские изделия можно стерилизовать, хранить и транспортировать. Контейнеры также можно использовать для транспортировки медицинских изделий после их использования к месту обработки.



Контейнеры Aescular стандарт 1/1

Длина×ширина	Высота	Каталожный номер	
		с перфорацией	без перфорации
Стандарт 1/1 592×274 мм	90 мм	JN440	JK440
	120 мм	JN441	JK441
	135 мм	JN442	JK442
	187 мм	JN444	JK444
	247 мм	JN446	JK446
Фильтр (JK090, JK089 или JK095)		2 шт.	не требуется

КРЫШКИ к контейнерам Aescular стандарт 1/1

Корпус контейнера универсальный и к нему можно выбирать из трех различных систем крышек:



- **Система контейнеров Basis** – состоит из корпуса контейнера и крышки с фильтрами. Дополнительно контейнеры Basis могут быть укомплектованы верхней крышкой. Может быть использована с одноразовыми фильтрами или фильтрами Aescular из PTFE на 1000 циклов стерилизации.
- **Система контейнеров Vario** состоит из корпуса контейнера, внутренней крышки с фильтрами и защитной верхней крышки. Дополнительная крышка устанавливается сверху на перфорированную, что делает контейнеры пригодными для безопасной транспортировки на большое расстояние и вне помещений. Можно использовать с одноразовыми фильтрами или фильтрами Aescular из PTFE на 1000 циклов стерилизации.
- **Система контейнеров PrimeLine** – крышка из полимера со встроенной барьерной системой – постоянным фильтром, валидированным на 5000 циклов стерилизации. Полимер, из которого изготовлена крышка PrimeLine, делает ее ударопрочной, устойчивой к царапинам, сколам и другим деформациям. Крышки не выцветают на протяжении всего срока службы.

Подробнее о комплектациях Basis, Vario и PrimeLine

Крышки Aescular стандарт 1/1

Цвет	Basic		Vario		PrimeLine
	внутренняя	внешняя	внутренняя	внешняя	
Красный	JK485	JK475A	-	JK455A	JP001
Синий	JK486	JK476A	-	JK456A	JP002
Зеленый	JK487	JK477A	-	JK457A	JP003
Золотистый	JK488	JK478A	-	JK458A	-
Охра	-	-	-	-	JP004
Серебряный	JK489	JK479A	JK469	JK459A	-
Серый	-	-	-	-	JP005
Антрацит	-	-	-	-	JP006
Прозрачная	-	-	-	-	JP007
Фильтр (JK090, JK089 или JK095)	2 шт.	-	2 шт.	-	не требуется

СЕТКИ для контейнеров Aescular стандарт 1/1

Использование сеток обеспечивает защиту деликатных инструментов. Крышки сеток обеспечивают дополнительную защиту деликатных инструментов в процессе обработки, транспортировки и хранения. Сетки Aescular можно использовать не только для контейнеров, но и для упаковки в одноразовые материалы.

Сетки Aescular стандарт 1/1

Внутренняя высота	Каталожные номера		
	с ножками	без ножек	крупная ячейка (8 мм)
Стандартные сетки (540×253 мм)			
22 мм	JF221R	JG221R	-
42 мм	JF222R	JG222R	JH222R
62 мм	JF223R	JG223R	JH223R
92 мм	JF224R	JG224R	JH224R
Крышка для сеток JF227R (544×257×18 мм)			
Сетки с перфорацией в форме сот (536×253 мм)			
42 мм	JC222R	JB222R	-
62 мм	JC223R	JB223R	-
92 мм	JC224R	JB224R	-
Используются без крышек			