

Контейнер для стерилизации Aescular для эндоскопов

ФСЗ 2009/04170

контейнер, эндоскопический, с фильтром, металл,
размеры 540×144×65 мм

Aescular AG, Германия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	эндоскопический
Фильтр	с фильтром
Материал	металл
Размеры	540×144×65 мм

Описание

Контейнеры для стерилизации эндоскопов Aescular предназначены для форвакуумной стерилизации паром и низкотемпературной стерилизации на основе пероксида водорода. Не подходят для использования в гравитационных стерилизаторах.


Свойства:

- Отдельное хранение и стерилизация эндоскопов
- Быстрая и надежная асептическая подача эндоскопов в операционную, отдельно от наборов хирургических инструментов
- Защита деликатных эндоскопов и светопроводящих кабелей во время обработки, транспортировки и хранения
- Индивидуальный дизайн с системой организации инструментов
- Область перфорации на корпусе и крышке контейнера защищена
- Удобно расположенная ручка на крышке сетки позволяет без труда доставать содержимое из контейнера, соблюдая все нормы асептической подачи
- Контейнеры можно устанавливать один на другой
- Установка пломб защищает от нежелательного вскрытия контейнера

Изображение	Описание
Для форвакуумной стерилизации паром	
	Корпус JN021 с перфорацией 540×144×65 мм
	Крышка JK020 с перфорацией 540×152×28 мм
Фильтр JK091 или JF166 для корпуса и крышки	
Для низкотемпературной стерилизации	
	Корпус JM021 с перфорацией 540×144×65 мм
	Крышка JM020 с перфорацией 540×152×28 мм
Фильтр JF167 для корпуса и крышки	

СЕТКИ для контейнеров для эндоскопов Aescular

Использование сеток обеспечивает защиту деликатных инструментов. Крышки сеток обеспечивают дополнительную защиту деликатных инструментов в процессе обработки, транспортировки и хранения. Сетки Aescular можно использовать не только для контейнеров, но и для упаковки в одноразовые материалы.

Изображение	Описание
	Сетка JF428R 501×134×45 мм Сетка для одного эндоскопа и одного световода с фиксаторами (1×JG367, 1×JG368, JG300)
	Сетка JF429R 501×134×45 мм Сетка для одного эндоскопа и одного световода с фиксаторами (2×JG367, 2×JG368, JG300)
	Сетка JF435R 501×134×45 мм Сетка для одного эндоскопа и одного световода без фиксаторов