

Контейнер для стерилизации Aescular стоматологический

ФСЗ 2009/04170

контейнер, стоматологический, с фильтром, металл,
размеры 313×190 мм, высота 46 / 65 / 92 / 130 мм

Aescular AG, Германия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	стоматологический
Фильтр	с фильтром
Материал	металл
Размеры	313×190 мм, высота 46 / 65 / 92 / 130 мм

Описание

Контейнеры для стерилизации Aescular для стоматологических инструментов подходят для многих типов мини-стерилизаторов. Благодаря многообразию дополнительных принадлежностей возможно формирование контейнеров для любых индивидуальных наборов инструментов. Размер соответствует стандарту DIN 13999, который используется при всех стоматологических процедурах.

Свойства:

- Замок обеспечивает надежное закрытие и безопасное открытие контейнера для последующей асептической подготовки содержимого.
- Можно устанавливать один на другой.
- Подходят для гравитационных и форвакуумных стерилизаторов.
- Удобный механизм фиксации фильтров.
- Можно использовать для обработки, дезинфекции, стерилизации, транспортировки и хранения инструментов.
- Нельзя использовать при воздушном методе стерилизации.

Изображение	Описание
	Контейнер в сборе (корпус + крышка): • JN092 – 313×190×46 мм • JN094 – 313×190×65 мм • JN095 – 313×190×92 мм • JN096 – 313×190×130 мм Фильтр JK091 или JF166 – 2 шт.
	Корпус с перфорацией: • JN086 – 313×185×35 мм • JN088 – 313×185×55 мм • JN089 – 313×185×82 мм • JN090 – 313×185×120 мм Фильтр JK091 или JF166 – 1 шт.
	Крышка с перфорацией: • JN091 Фильтр JK091 или JF166 – 1 шт.

Варианты комплектации контейнеров сетками