

Контейнер для стерилизации Aescular XXL для эндоскопических инструментов

ФСЗ 2009/04170

контейнер, эндоскопический, с фильтром / без
фильтра, металл, размеры 711×274 мм, высота 120 /
187 мм

Aescular AG, Германия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	эндоскопический
Фильтр	с фильтром / без фильтра
Материал	металл
Размеры	711×274 мм, высота 120 / 187 мм

Описание

Контейнеры для стерилизации Aescular XXL для эндоскопических инструментов – корпуса с перфорацией и без перфорации комплектуются крышками Basis, что делает их подходящими для любого типа паровых стерилизаторов

Свойства контейнеров Aescular XXL:

- Контейнер для эндоскопических инструментов длиной до 420 мм
- Инструменты можно стерилизовать в собранном состоянии
- Предназначены для стерилизатора с глубиной камеры не менее 720 мм

Изображение	Описание
	Корпус с перфорацией: • JN443 – 711×274×120 мм • JN445 – 711×274×187 мм Фильтр JK090, JK089 или JK095 – 2 шт.
	Корпус без перфорации: • JK443 – 711×274×120 мм Фильтр не требуется
	Крышка с перфорацией: • JK490 – 708×280×35 мм Фильтр JK090, JK089 или JK095 – 2 шт.

Принадлежности для контейнеров Aescular XXL:

- JF232R – сетка
- JF933 – силиконовый мат
- PL961R – сетка с подставкой для инструментов + силиконовый мат
- PL964R – подставка для инструментов

Подробнее в каталоге