

Контейнер-стерилизатор Медин-Урал М 915 Т

ФСР 2008/02713

контейнер, микрохирургический, металл, размеры
200×120×18 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	микрохирургический
Материал	металл
Размеры	200×120×18 мм

Описание

Контейнеры-стерилизаторы Медин-Урал М 915 Т предназначены для хранения, транспортировки и стерилизации 6-10 микрохирургических (интраокулярных) инструментов или ножей с алмазным лезвием.

Материал: титан
Крышка: съемная

Размеры контейнеров Медин-Урал М 915 Т

Кат. номер	Размеры внутренние	Размеры габаритные
М 915 Т (2 коврика)	200×120×18 мм	202×124×24 мм
М 915.2 Т (3 коврика)	200×120×18 мм	202×124×24 мм