


Контейнер-стерилизатор Медин-Урал М 916 Т

ФСР 2008/02713

контейнер, микрохирургический, металл, размеры
250×150×18 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	микрохирургический
Материал	металл
Размеры	250×150×18 мм

Описание

Контейнеры-стерилизаторы Медин-Урал М 916 Т предназначены для хранения, транспортировки и стерилизации 10-15 микрохирургических инструментов или ножей с алмазным лезвием.

Материал: титан
Крышка: съемная

Размеры контейнеров Медин-Урал М 916 Т

Кат. номер	Размеры внутренние	Размеры габаритные
М 916 Т (2 коврика)	250×150×18 мм	252×152×22 мм
М 916.3 Т (3 коврика)	250×150×18 мм	252×155×22 мм
М 916.4 Т (4 коврика)	250×150×18 мм	252×155×22 мм