

Контейнер-стерилизатор Медин-Урал М 924 Т

ФСР 2008/02713

контейнер, микрохирургический, металл, размеры
190×130×34 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	микрохирургический
Материал	металл
Размеры	190×130×34 мм

Описание

Контейнеры-стерилизаторы Медин-Урал М 924 Т предназначены для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента.

Материал: титан
Крышка: съемная

Размеры контейнеров Медин-Урал М 924 Т

Кат. номер	Размеры внутренние	Размеры габаритные
М 924 Т	190×130×34 мм	192×138×38 мм