

Контейнер для стерилизации Nora 1/2

РЗН 2013/1299

контейнер, 1/2, с фильтром / без фильтра, металл,
размеры 285×280 мм, высота 100 / 135 / 150 / 200 / 260
мм

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия




Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	1/2
Фильтр	с фильтром / без фильтра
Материал	металл
Размеры	285×280 мм, высота 100 / 135 / 150 / 200 / 260 мм

Описание

Контейнеры Nora 1/2 предназначены для стерилизации и хранения инструментов и перевязочных материалов. Стерильные материалы хранятся в контейнере после стерилизации и до использования.




Основание (днище) контейнеров Нора 1/2

Длина×ширина	Высота	Каталожный номер	
		с перфорацией	без перфорации
Стандарт 1/2 285×280 мм	100 мм	КYE 284/10	КYE 286/10
	135 мм	КYE 284/13	КYE 286/13
	150 мм	КYE 284/15	КYE 286/15
	200 мм	КYE 284/20	КYE 286/20
	260 мм	КYE 284/26	КYE 286/26


КРЫШКИ к контейнерам Нора 1/2 доступны в трех вариантах:

- перфорированная крышка
- защитная крышка – используется вместе с перфорированной крышкой
- неперфорированная крышка



Цвет	Перфорированная	Защитная	Неперфорированная
Серый	КYE 280/01	КYE 281/01	КYE 289/01
Синий	КYE 280/02	КYE 281/02	КYE 289/02
Красный	КYE 280/03	КYE 281/03	КYE 289/03
Зеленый	КYE 280/04	КYE 281/04	КYE 289/04
Желтый	КYE 280/05	КYE 281/05	КYE 289/05
Черный	КYE 280/06	КYE 281/06	КYE 289/06

Сетки и принадлежности к контейнерам Нора 1/2

Изображение	Описание
	Сетки Нора 1/2 • SK 105/03 – 255×245×30 мм • SK 105/05 – 255×245×50 мм • SK 105/06 – 255×245×60 мм • SK 105/07 – 255×245×70 мм • SK 105/10 – 255×245×100 мм
	Крышки для сеток Нора 1/2 • SK 105/50 – 255×245 мм
	Фиксатор • SK 105/61 – 255×255 мм
	Фиксатор двойной • SK 105/62 – 255×255×30 мм
	Делитель • SK 105/71 – 255×245×130 мм • SK 105/72 – 255×245×180 мм • SK 105/73 – 255×245×230 мм
	Сетки перфорированные Нора 1/2 • SK 110/05 – 255×245×50 мм • SK 110/06 – 255×245×60 мм • SK 110/07 – 255×245×70 мм • SK 110/10 – 255×245×100 мм
	Крышки для перфорированных сеток Нора 1/2 • SK 110/50 – 255×245 мм