

Контейнер для стерилизации Nopa Flat Container

РЗН 2013/1299

контейнер, плоский, с фильтром / без фильтра,
металл, размеры 285×280 мм, высота 55 / 85 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия




Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	плоский
Фильтр	с фильтром / без фильтра
Материал	металл
Размеры	285×280 мм, высота 55 / 85 мм

Описание

Контейнеры Nopa Flat Container предназначены для стерилизации и хранения инструментов и перевязочных материалов. Стерильные материалы хранятся в контейнере после стерилизации и до использования.

Контейнеры Nora Flat Container в комплекте с крышкой

Цвет крышки	Размер контейнера	
	285×280×55 мм	285×280×85 мм
		
Серый	KYE 190/01	KYE 195/01
Синий	KYE 190/02	KYE 195/02
Красный	KYE 190/03	KYE 195/03
Зеленый	KYE 190/04	KYE 195/04
Желтый	KYE 190/05	KYE 195/05
Черный	KYE 190/06	KYE 195/06
		
Серый	KYE 196/01	KYE 198/01
Синий	KYE 196/02	KYE 198/02
Красный	KYE 196/03	KYE 198/03
Зеленый	KYE 196/04	KYE 198/04
Желтый	KYE 196/05	KYE 198/05
Черный	KYE 196/06	KYE 198/06

Основание контейнеров Nora Flat Container

Длина×ширина	Высота	Каталожный номер	
			
285×280 мм	55 мм	KYE 284/05	KYE 286/05
	85 мм	KYE 284/08	KYE 286/08

Крышки для контейнеров Nora Flat Container

Цвет	Перфорированная	Неперфорированная
Серый	KYE 280/11	KYE 289/11
Синий	KYE 280/12	KYE 289/12
Красный	KYE 280/13	KYE 289/13
Зеленый	KYE 280/14	KYE 289/14
Желтый	KYE 280/15	KYE 289/15
Черный	KYE 280/16	KYE 289/16

Сетки и принадлежности для контейнеров Nora Flat Container

Изображение	Описание
	• SK 105/03 – 255×245×30 мм • SK 105/05 – 255×245×50 мм
	• SK 105/50 – 255×245 мм
	• SK 105/61 – 255×255 мм
	• SK 105/62 – 255×255×30 мм