

Контейнер для стерилизации Nopa Small Set Container

РЗН 2013/1299

контейнер, мини, с фильтром / без фильтра, металл,
размеры 300×140 мм, высота 40 / 70 / 100 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия





Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	мини
Фильтр	с фильтром / без фильтра
Материал	металл
Размеры	300×140 мм, высота 40 / 70 / 100 мм

Описание

Контейнеры Nopa Small Set Container предназначены для стерилизации и хранения инструментов и перевязочных материалов. Стерильные материалы хранятся в контейнере после стерилизации и до использования.

Контейнеры Nopa Small Set Container в комплекте с крышкой

Цвет крышки	Размер контейнера		
	300×140× 40 мм	300×140× 70 мм	300×140× 100 мм
			
Серый	KYE 350/01	KYE 351/01	KYE 352/01
Синий	KYE 350/02	KYE 351/02	KYE 352/02
Красный	KYE 350/03	KYE 351/03	KYE 352/03
Зеленый	KYE 350/04	KYE 351/04	KYE 352/04
Желтый	KYE 350/05	KYE 351/05	KYE 352/05
Черный	KYE 350/06	KYE 351/06	KYE 352/06
			
Серый	KYE 353/01	KYE 354/01	KYE 355/01
Синий	KYE 353/02	KYE 354/02	KYE 355/02
Красный	KYE 353/03	KYE 354/03	KYE 355/03
Зеленый	KYE 353/04	KYE 354/04	KYE 355/04
Желтый	KYE 353/05	KYE 354/05	KYE 355/05
Черный	KYE 353/06	KYE 354/06	KYE 355/06

Основание контейнеров Nopa Small Set Container

Длина×ширина	Высота	Каталожный номер	
			
300×140 мм	40 мм	KYE 360/04	KYE 361/04
	70 мм	KYE 360/07	KYE 361/07
	100 мм	KYE 360/10	KYE 361/10

Крышки для контейнеров Nora Small Set Container

Цвет	Перфорированная	Неперфорированная
Серый	KYE 288/01	KYE 289/81
Синий	KYE 288/02	KYE 289/82
Красный	KYE 288/03	KYE 289/83
Зеленый	KYE 288/04	KYE 289/84
Желтый	KYE 288/05	KYE 289/85
Черный	KYE 288/06	KYE 289/86

Сетки и принадлежности для контейнеров Nora Small Set Container

Изображение	Описание
	• SK 404/05 – 267×125×50 мм
	• SK 405/05 – 267×125×50 мм
	• SK 405/61 – 270×125 мм
	• SK 405/71 – 270×125 мм