

Контейнер для стерилизации Nora SU 530 для ортопедических имплантов

РЗН 2013/1299

контейнер, ортопедический, металл, размеры
300×150×70 мм / 500×165×80 мм

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	ортопедический
Материал	металл
Размеры	300×150×70 мм / 500×165×80 мм

Описание

Контейнеры для стерилизации Nora SU 530 предназначены для стерилизации ортопедических имплантов.

Цвет	Размеры	
	300×150×70 мм	500×165×80 мм
Серый	SU 530/01	SU 530/11
Синий	SU 530/02	SU 530/12
Красный	SU 530/03	SU 530/13
Зеленый	SU 530/04	SU 530/14
Желтый	SU 530/05	SU 530/15
Черный	SU 530/06	SU 530/16