

Контейнер для стерилизации Nopa SU 509

РЗН 2013/1299

контейнер, эндоскопический, металл, размеры
250×60×50 мм / 450×70×70 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	эндоскопический
Материал	металл
Размеры	250×60×50 мм / 450×70×70 мм

Описание

Контейнер для стерилизации Nopa SU 509 предназначены для стерилизации лапороскопического инструментария.

Цвет	Размеры	
	250×60×50 мм	450×70×70 мм
Серый	SU 509/25	SU 509/45
Красный	SU 509/26	SU 509/46
Зеленый	SU 509/27	SU 509/47