

Контейнер для стерилизации Nopa SU 512

РЗН 2013/1299

контейнер, эндоскопический, металл, размеры
250×60×50 мм / 450×70×70 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	эндоскопический
Материал	металл
Размеры	250×60×50 мм / 450×70×70 мм

Описание

Контейнеры для стерилизации Nopa SU 512 предназначены для стерилизации лапороскопического инструментария.

Цвет	Размеры	
	250×60×50 мм	450×70×70 мм
Серый	SU 512/25	SU 512/45
Красный	SU 512/26	SU 512/46
Зеленый	SU 512/27	SU 512/47