

Корзина для стерилизации Nopa SU 515

РЗН 2013/1299

корзинка, эндоскопический, металл, размеры (180-700)×(80/150)×(52/77) мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	корзинка
Формат контейнера	эндоскопический
Материал	металл
Размеры	(180-700)×(80/150)×(52/77) мм

Описание

Корзины для стерилизации Nopa SU 515 предназначены для стерилизации лапароскопического инструментария.

Размер	Каталожные номера	
	на 1 эндоскоп	на 2 эндоскопа
180×80×52 мм	SU 515/18	-
290×80×52 мм	SU 515/29	SU 516/29
460×80×52 мм	SU 515/46	SU 516/46
600×80×52 мм	SU 515/60	-
640×150×77 мм	SU 515/64	-
670×80×52 мм	SU 515/67	-
700×80×52 мм	SU 515/70	-