


Контейнер для стерилизации Mahe Medical 90.050

ФСЗ 2008/01626

контейнер, эндоскопический, пластик, размеры
(282/409/510)×76×33 мм

Mahe medical GmbH, Германия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	эндоскопический
Материал	пластик
Размеры	(282/409/510)×76×33 мм

Описание

Контейнеры Mahe Medical 90.050 для стерилизации и хранения эндоскопов.

Размеры контейнеров Mahe Medical 90.050

Кат. №	Размер	Внутренние размеры	Вместимость
90.050.16	Маленький	282×76×33 мм	1 эндоскоп
90.050.18	Маленький	282×76×33 мм	2 эндоскопа
90.050.20	Средний	409×76×33 мм	1 эндоскоп
90.050.22	Средний	409 ×76×33 мм	2 эндоскопа
90.050.24	Большой	510×76×33 мм	1 эндоскоп
90.050.26	Большой	510×76×33 мм	2 эндоскопа