


Контейнер для стерилизации Mahe Medical 90.051.02

ФСЗ 2008/01626

контейнер, эндоскопический, пластик, размеры  
508×234×117 мм

Mahe medical GmbH, Германия



Характеристики

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Тип               | контейнер       |
| Формат контейнера | эндоскопический |
| Материал          | пластик         |
| Размеры           | 508×234×117 мм  |

Описание

Контейнеры Mahe Medical 90.051.02 для стерилизации и хранения эндоскопических инструментов.

Внутренние размеры: 508×234×117 мм