

Контейнер для стерилизации Mahe Medical 90.065

ФСЗ 2008/01626

контейнер, эндоскопический, металл, размеры
250×60×50 мм / 450×70×70 мм

Mahe medical GmbH, Германия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	эндоскопический
Материал	металл
Размеры	250×60×50 мм / 450×70×70 мм

Описание

Контейнеры Mahe Medical 90.065 – алюминиевые контейнеры для стерилизации и хранения эндоскопов.

Размеры контейнеров Mahe Medical 90.065

Каталожный номер	Внутренние размеры
90.065.00	250×60×50 мм
90.065.05	450×70×70 мм