

Контейнер-стерилизатор Медин-Урал М 925 Т для ВРТ

ФСР 2008/02713

контейнер, микрохирургический, металл, размеры
138×85×26 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	микрохирургический
Материал	металл
Размеры	138×85×26 мм

Описание

Контейнеры-стерилизаторы Медин-Урал М 925 Т предназначены для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта вакуумных радиальных трепанов М 410.

Материал: титан

Размеры контейнеров Медин-Урал М 925 Т

Кат. номер	Размеры внутренние	Размеры габаритные
М 925 Т	138×85×26 мм	140×90×28 мм