

Контейнер для суточной мочи Vacutest KIMA

ФСЗ 2010/06000

для мочи, сбор суточной мочи, стерильный, объем 3 л,  
перенос в вакуумную пробирку

Roll S.a.s., Италия



Характеристики

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Тип                                          | для мочи   |
| Сбор суточной мочи                           | Да         |
| Стерильность                                 | стерильный |
| Объем                                        | 3 л        |
| Устройство для переноса в вакуумную пробирку | Да         |

Описание

Контейнер для сбора суточной мочи Vacutest KIMA (кат. № 90476S)

Объем: 3 л  
Стерильный

Сбор мочи в контейнер осуществляется пациентом через большую крышку в течение суток.  
Проба мочи забирается из контейнера медицинским персоналом: малая крышка контейнера оснащена специальным устройством для безопасного сбора мочи в вакуумную пробирку, позволяющую собрать пробу мочи не переворачивая контейнер. Открывать большую крышку контейнера не нужно.

В упаковке: 30 шт.