


Контейнер-стерилизатор Медин-Урал М 906 Т

ФСР 2008/02713

контейнер, микрохирургический, металл, размеры
250×150×18 мм / 170×55×22 мм / 250×150×30 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	микрохирургический
Материал	металл
Размеры	250×150×18 мм / 170×55×22 мм / 250×150×30 мм

Описание

Контейнеры-стерилизаторы Медин-Урал М 906 Т предназначены для хранения, транспортировки и стерилизации наборов микрохирургического инструмента в оперблоке.

Материал: титан

Размеры контейнеров Медин-Урал М 906 Т

Кат. номер	Размеры внутренние	Размеры габаритные
М 906 Т	250×150×18 мм	270×152×20 мм
М 906.1 Т	170×55×22 мм	172×57×25 мм
М 906.3 Т (3 коврика)	250×150×30 мм	252×152×32 мм
М 906.4 Т (2 коврика)	250×150×30 мм	252×152×32 мм