

Контейнер стоматологический Nora ALU Mini

РЗН 2013/1299

контейнер, стоматологический, без фильтра, металл,
размеры 184×140 мм, высота 40 мм

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	стоматологический
Фильтр	без фильтра
Материал	металл
Размеры	184×140 мм, высота 40 мм

Описание

Контейнер стоматологический Nora ALU Mini предназначены для стерилизации и хранения стоматологических инструментов и материалов. Стерильные материалы хранятся в контейнере после стерилизации и до использования.

Контейнеры Nora ALU Mini

Цвет					
Серый	KY 621/01	KY 622/01	KY 625/01	KY 626/01	KY 627/01
Синий	KY 621/02	KY 622/02	KY 625/02	KY 626/02	-
Красный	KY 621/03	KY 622/03	KY 625/03	KY 626/03	-
Зеленый	KY 621/04	KY 622/04	KY 625/04	KY 626/04	-
Желтый	KY 621/05	KY 622/05	KY 625/05	KY 626/05	-

Принадлежности к контейнерам Nora ALU Mini смотрите в Брошюре