

Контейнер стоматологический Nopa ALU Norm-trays

РЗН 2013/1299

контейнер, стоматологический, без фильтра, металл,
размеры 285×185 мм, высота 40 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	стоматологический
Фильтр	без фильтра
Материал	металл
Размеры	285×185 мм, высота 40 мм

Описание

Контейнер стоматологический Nopa ALU Norm-trays предназначены для стерилизации и хранения стоматологических инструментов и материалов. Стерильные материалы хранятся в контейнере после стерилизации и до использования.

Контейнеры Nopa ALU Norm-trays

Цвет					
Серый	KY 601/01	KY 602/01	KY 605/01	KY 606/01	KY 607/01
Синий	KY 601/02	KY 602/02	KY 605/02	KY 606/02	-
Красный	KY 601/03	KY 602/03	KY 605/03	KY 606/03	-
Зеленый	KY 601/04	KY 602/04	KY 605/04	KY 606/04	-
Желтый	KY 601/05	KY 602/05	KY 605/05	KY 606/05	-

Принадлежности к контейнерам Nopa ALU Norm-trays смотрите в Брошюре