

Контейнер стоматологический Nopa Stainless Steel

РЗН 2013/1299

контейнер, стоматологический, без фильтра, металл,
размеры 284×184 мм, высота 40 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	стоматологический
Фильтр	без фильтра
Материал	металл
Размеры	284×184 мм, высота 40 мм

Описание

Контейнер стоматологический Nopa Stainless Steel предназначены для стерилизации и хранения стоматологических инструментов и материалов. Стерильные материалы хранятся в контейнере после стерилизации и до использования.

Контейнеры Nopa Stainless Steel

Изображение	Описание
	Крышка и основание без перфорации • КУ 650/01 – 284×184×40 мм
	Крышка без перфорации + основание с перфорацией • КУ 650/02 – 284×184×40 мм
	Основание без перфорации • КУ 653/01 – 284×184×17 мм
	Основание с перфорацией • КУ 653/02 – 284×184×17 мм
	Крышка без перфорации • КУ 654/01 – 284×184×26 мм
	Крышка с перфорацией • КУ 654/02 – 284×184×26 мм

Принадлежности к контейнерам Nopa Stainless Steel смотрите в Брошюре