

Контейнер для колюще-режущих отходов Литопласт

ФСЗ 2011/11241

класс отходов Б, объем 0.5 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 л

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



Характеристики

Класс отходов	Б
Объем	0.5 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 л

Дополнительные характеристики

Контейнеры Литопласт-Мед для сбора колюще-режущих медицинских отходов предназначены для хранения, сбора, транспортировки, дезинфекции и утилизации медицинских отходов класса Б (кроме отходов, содержащих жидкости). Применяются в процедурных лабораториях, операционных, центрах гигиены и эпидемиологии, больницах и научно-исследовательских институтах.

Контейнеры изготавливаются различной формы, с ручкой или без ручки и переходником-держателем для закрепления на стене или тележке. Крышка с временной и постоянной запирающей системой.

Виды емкостей:

- 0.5 л – объем наполнения 0.5 л (в упаковке 90 шт.)
- 1 л – объем наполнения 0.8 л (в упаковке 72 шт.)
- 2 л – объем наполнения 1.5 л (в упаковке 36 шт.)
- 3 л – объем наполнения 2.3 л (в упаковке 30 шт.)
- 5 л – объем наполнения 3.8 л (в упаковке 14 шт.)
- 10 л – объем наполнения 7.5 л (в упаковке 7 шт.)

Иглосъемники для бесконтактного снятия игл:

- ступенчатый вырез для удаления (сброса) игл с вакуумных систем;
- U-образный паз для удаления и снятия игл системы Луер;
- звездообразный вырез для снятия игл с инсулиновых и туберкулиновых шприцов.

Бактериологический вид: асептические – производятся согласно международному стандарту в стерильной атмосфере при температуре +250°C; после производства, в той же стерильной атмосфере, фасуются и упаковываются.

Материал изготовления: полипропилен.

Габаритные размеры картонной коробки: 577×392×323 мм.