

Контрольная плазма для теста на D-димеры Diagon Dia-CONT Ddi I-II

система открытая, для анализаторов Diagon серия
Coag, D-димер
Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая		
Для анализаторов	Diagon серия Coag		
Параметр определения	D-димер		
Фасовка	каталожный номер	Контрольная плазма с параметрами в диапазоне нормы	Контрольная плазма с параметрами в диапазоне патологии
	93010	5 фл x 1 мл	5 фл x 1 мл

Описание

Контрольная плазма для теста на D-димеры Diagon **Dia-CONT Ddi I-II** – двухуровневая контрольная плазма, предназначенная для контроля качества следующего теста:
- D-димеры (Ddi).

Контроль Dia-CONT Ddi I-II получают из антикоагулированной, лиофилизированной, пулированной человеческой плазмы человека от здоровых доноров с добавлением консерванта. Контроли Dia-CONT Ddi I-II представлены двумя уровнями: норма и патология.

Срок годности: при 2-8° в невскрытом флаконе стабилен до истечения срока годности, указанного на флаконе.
Каталожный номер: 93010