

Концентратор кислорода Армед 7F-1L

ФСЗ 2010/06858

1 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до ≥93%,
давление на выходе 45 кПа

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Производительность	1 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	≥93%
Давление на выходе	45 кПа
Увлажнитель	в комплекте
Уровень шума	46 дБ
Размеры (в×ш×г)	50.5×28×36 см
Масса	16 кг

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор Armed 7F-1L – обновленная модель, предназначенная для проведения профилактической кислородной терапии в домашних условиях.

Чистый и увлажненный воздух

Данная модель за 1 минуту производит до 1 л кислородно-воздушной смеси с концентрацией кислорода не менее 93%. Этого достаточно для применения в целях профилактики проблем с дыхательной и сердечно-сосудистой системой, а также неприятностей вроде бессонницы, повышенной утомляемости и раздражительности. Встроенный в концентратор увлажнитель объемом 250 мл защищает слизистые дыхательных путей от пересыхания.

Простое управление

Управление устройством осуществляется при помощи эргономичной панели, оборудованной информативным дисплеем, на котором высвечивается таймер работы прибора в минутах.

Легкое перемещение

Корпус концентратора кислорода выполнен из надежного ударопрочного пластика и снабжен удобными боковыми ручками, а также колесными опорами для легкого перемещения по дому.

Вкусно и полезно

Кроме кислородотерапии прибор отлично подходит для сеансов ароматерапии и приготовления вкусных и полезных кислородных коктейлей (необходим коктейлер, который приобретается отдельно).

Технические характеристики

Производительность (при максимальной концентрации O ₂)	0-1 л/мин
Концентрация O ₂ - при производительности ≤1 л/мин - при производительности ≤2 л/мин - при производительности ≤3 л/мин	≥93% ≥72% ≥55%
Макс. давление на выходе	45 ± 4.5 кПа
Уровень шума	не более 46 дБ
Средняя потребляемая мощность	250 Вт
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Срок службы	10 лет
Вес	16.1 кг
Габариты	50.5×28×36 см