

Кислородный концентратор Армед 7F-3L

ФСЗ 2010/06858

3 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до ≥93%,
давление на выходе 45 кПа, с выходом для ингаляций

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Производительность	3 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	≥93%
Давление на выходе	45 кПа
Увлажнитель	в комплекте
Дополнительный выход для ингаляций	Да
Уровень шума	49 дБ
Срок службы	10000 ч
Размеры (в×ш×г)	48×28×56 см

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор Armed 7F-3L производительностью 3 литра в минуту производит воздушную смесь с концентрацией кислорода до 93%. Продолжительность работы – до 18 часов в сутки.

Особенности:

- корпус выполнен из ударопрочного надежного пластика;
- снабжен удобными боковыми ручками и колесными опорами для легкого перемещения;
- таймер на лицевой панели отображает время работы в минутах;
- прибор оснащен индикаторами безопасной работы: сигнализация повышенной температуры, отключения прибора от сети;
- кнопки на корпусе для простого и быстрого управления и настройки;
- оснащен дополнительным выходом для ингаляций производительностью 10-13 л/мин;
- срок службы 5 лет.

Область применения:

- в домашних условиях;
- в клинических и амбулаторных условиях;
- для оздоровительной и профилактической кислородотерапии;
- для приготовления кислородного коктейля.

Напряжение питающей сети: 220 ± 22 В

Частота питающей сети: 50 ± 1 Гц

Средняя потребляемая мощность: 350 Вт