

Концентратор кислорода Армед 7F-8L

ФСЗ 2010/06858

5 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до 93±3%,
давление на выходе 45 кПа

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Производительность	5 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	93±3%
Давление на выходе	45 кПа
Увлажнитель	можно подключить
Уровень шума	55 дБ
Срок службы	20000 ч
Размеры (в×ш×г)	68×38×45 см

Дополнительные характеристики

Концентратор кислорода Армед 7F-8L обладает производительностью 5 л/мин и оборудован 2-я выходами для подачи кислородно-воздушной смеси, что позволяет подключать к нему одновременно 2-х пациентов.

Применение

Применяется в условиях различных медицинских учреждений, служб скорой и неотложной медицинской помощи, спасательных служб, а также для индивидуального использования как в стационаре, так и в домашних условиях.

Особенности кислородного концентратора Armed 7F-8L:

- производительность 8 литров в минуту;
- 2 выхода подачи кислорода;
- счетчик времени работы на дисплее;
- подходит для приготовления кислородных коктейлей;
- сигнализирует об отключении сети.