

Концентратор кислорода Армед 8F-1

РЗН 2018/7971

1 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до ≥90%,
давление на выходе 20 кПа

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Производительность	1 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	≥90%
Давление на выходе	20 кПа
Увлажнитель	в комплекте
Уровень шума	35 дБ
Размеры (в×ш×г)	28×30×17.5 см

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор Armed 8F-1 – компактный прибор, предназначенный для профилактики заболеваний дыхательных путей в домашних условиях.

Поток кислорода: до 1 л/мин.
Концентрация кислорода: ≥90%.
Средняя потребляемая мощность: 100 Вт.

Модификации



- 1. Armed 8F-1 белый
- 2. Armed 8F-1 цвета дерева (бук)

Особенности и преимущества 8F-1

- Благодаря небольшим размерам и стильному дизайну концентратор органично впишется в интерьер даже в небольшом помещении.
- Управлять аппаратом удобно и просто с помощью понятной панели управления и удобного пульта, работающего на расстоянии до 5 метров.
- Прибор оснащен ярким и информативным ЖК-дисплеем, отображающим все основные параметры работы (концентрацию кислорода, количество отработанных часов и т.д.).
- Концентратор можно также использовать для приготовления вкусных и полезных кислородных коктейлей.
- Обслуживание включает только своевременную замену воды в увлажнителе и промывку фильтра раз в полгода.