

Концентратор кислорода Армед 8F-3А

РЗН 2018/7971

3 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до ≥93%,
давление на выходе 20 кПа

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Производительность	3 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	≥93%
Давление на выходе	20 кПа
Увлажнитель	в комплекте
Время выхода на рабочий режим	3 мин
Уровень шума	42 дБ
Размеры (в×ш×г)	49×39×27 см
Масса	11.8 кг

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор Армед 8F-3А – это компактный трёхлитровый концентратор, предназначенный для проведения кислородной терапии в различных лечебно-профилактических и спортивных учреждениях, а также в домашних условиях.

- Поток кислорода:** до 3 л/мин.
- Концентрация кислорода:** ≥93%.
- Средняя потребляемая мощность:** 230 Вт.

Особенности и преимущества 8F-3А

- Оригинальный дизайн и компактные габариты концентратора кислорода позволяют гармонично вписать его в любой интерьер, а также использовать в помещениях небольшой площади.
- Широкая ручка и маневренные колеса обеспечивают удобное перемещение устройства.
- Панель управления простая благодаря указателям на русском языке и дисплею, на котором отображается скорость воздушного потока и продолжительность процедуры.

- В комплектации предусмотрен пульт дистанционного управления, позволяющий регулировать работу концентратора с расстояния до 5 метров.
- Концентратор можно применять для приготовления кислородных коктейлей.