

Концентратор кислорода Армед 9F-3BW

РЗН 2018/7971

3 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до ≥93%,
давление на выходе 45 кПа, с выходом для ингаляций

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Производительность	3 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	≥93%
Давление на выходе	45 кПа
Увлажнитель	в комплекте
Дополнительный выход для ингаляций	Да
Время выхода на рабочий режим	3 мин
Уровень шума	42 дБ
Размеры (в×ш×г)	39.5×31.5×20 см

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор Armed 9F-3BW – компактный ультрасовременный концентратор с утонченным дизайном и продуманным набором функций. Производительность 3 л/мин позволяет использовать аппарат как дома, так и в лечебно-профилактических учреждениях.

- ☐ Дополнительный выход для проведения аэрозольных ингаляций
- ☐ Функция голосового сопровождения
- ☐ Пульт дистанционного сопровождения
- ☐ Лаконичный итальянский дизайн

Особенности и преимущества

- 9F-3BW оборудован дополнительным выходом, позволяющим проводить аэрозольные ингаляции.
- Подсветка увлажнителя улучшает видимость уровня воды в емкости. По желанию функцию можно включать/отключать.

- Функция речевого сопровождения позволяет контролировать текущие настройки работы прибора, что особенно важно для людей с нарушениями зрения.
- Также для удобства настройки в комплектации предусмотрен пульт ДУ, рассчитанный на расстояние 5 м.
- Все основные параметры работы концентратора понятно и наглядно отображаются на большом ярком дисплее.
- Концентратор кислорода можно применять не только по прямому назначению, но и для приготовления кислородных коктейлей.