

Кислородный концентратор Canta HG-8S

ФСЗ 2008/01753

8 л/мин, передвижной / транспортный, давление на выходе 0.4 бар

Shenyang Canta Medical TECH.Co.Ltd, Китай



Характеристики

Производительность	8 л/мин
Тип	передвижной / транспортный
Подача кислорода	непрерывная
Давление на выходе	0.4 бар
Увлажнитель	в комплекте
Уровень шума	50 дБ
Размеры (в×ш×г)	40×36.5×65 см
Масса	30 кг

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор Canta HG-8S представляет собой современный функциональный прибор, который эффективен при лечении различных стадий кислородной недостаточности среди больных. Используется в клиниках, амбулаторных и в домашних условиях.

Особенности:

- снабжен люминесцентным автоматическим расходомером;
- контроль температуры, времени работы и сетевого подключения;
- оснащен ультрафиолетовым стерилизатором;
- установлена функция синхронизации.

Механизм действия:

Концентратор работает по принципу современной PSA-технологии, то есть посредством адсорбции колебания давления. Отвечает признанным стандартам качества и надежности. Все комплектующие изготовлены из высокопрочных материалов.

Работа осуществляется в автоматическом режиме. Воздух, проходя через многочисленные фильтры, очищается и на выходе человеку подается чистейший кислород.