

Кислородный концентратор Canta HG3-S

ФСЗ 2008/01753

3 л/мин, передвижной, давление на выходе 0.5-0.8 бар

Shenyang Canta Medical TECH.Co.Ltd, Китай



Характеристики

Производительность	3 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Давление на выходе	0.5-0.8 бар
Увлажнитель	в комплекте
Уровень шума	45 дБ
Размеры (в×ш×г)	40×36.5×65 см
Масса	27 кг

Дополнительные характеристики

Концентратор кислородный Canta HG3-S применяется для лечения и профилактики недостатка кислорода различной формы в педиатрии, а также для лечения и профилактики легкой и средней формы недостатка кислорода у взрослых.

Основным преимуществом данной модели является возможность предоставления на выходе давление кислорода до 0.08МрА. Кроме того, концентратор кислорода HG3-S оснащен важной функцией - электронной диагностикой работы внутренних узлов прибора, что позволяет автоматически диагностировать проблему и на дисплее отражать кодовый номер ошибки, показывающий причину сбоя в работе.

Особенности:

- оснащение счетчиком продолжительности работы;
- наличие счетчика продолжительности текущего сеанса;
- функция установки продолжительности проведения кислородотерапии;
- функция контроля электропитания;
- функция автоматической диагностики состояния работы прибора.