

Кислородный концентратор Longfian Jay-3A

ФСЗ 2010/08543

3 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до 93±3%,
давление на выходе 0.04-0.07 МПа

Longfian Scitech Co. Ltd, Китай



Характеристики

Производительность	3 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	93±3%
Давление на выходе	0.04-0.07 МПа
Увлажнитель	в комплекте
Уровень шума	40 дБ
Размеры (в×ш×г)	54×28×35 см
Масса	14 кг

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор Longfian Jay-3A – это надёжный аппарат, подходящий для длительной (в т.ч. круглосуточной) кислородной терапии в условиях различных медицинских учреждений и индивидуального использования в домашних условиях.

Преимущества Jay-3A:

- Longfian Jay-3A отличается низким уровнем шума, высокой производительностью, а также компактными размерами, благодаря которым он легко размещается и в небольшом помещении, и в салоне легкового автомобиля при необходимости транспортировки.
- Надёжный ударопрочный корпус из пластика.
- ЖК-дисплей с интуитивно-понятным управлением.
- Комплектуется двумя сменными фильтрами, канюлями и всеми необходимыми аксессуарами для оксигенотерапии.
- Возможность с лёгкостью перемещать благодаря колёсикам и ручке.

Производительность: 3 л/мин.

Концентрация кислорода: $93\pm 3\%$.

Давление кислорода на выходе: 0.04-0.07 МПа.

Номинальная мощность: 300 Вт.

Информация, отображаемая ЖК-дисплеем:

- установленное время терапии;
- рабочее давление;
- текущее время;
- количество наработанных часов: от 10 мин до 40 часов.

Тревожная сигнализация:

- отключение питания;
- высокое давление;
- низкое давление.