

Кислородный концентратор Longfian Jay-8

ФСЗ 2010/08543

8 л/мин, передвижной, концентрация O_2 до $93 \pm 3\%$,
давление на выходе 0.04-0.07 МПа

Longfian Scitech Co. Ltd, Китай



Характеристики

Производительность	8 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	$93 \pm 3\%$
Давление на выходе	0.04-0.07 МПа
Увлажнитель	в комплекте
Уровень шума	50 дБ
Срок службы	10000 ч
Размеры (в×ш×г)	60×37.5×36.5 см
Масса	26 кг

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор Longfian Jay-8 – экономичный и эффективный высокопроизводительный концентратор кислорода, предназначенный для использования как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Аппарат способен вырабатывать до 8-и литров в минуту кислорода с концентрацией до 96% при потоке 1 л/мин., а при потоке 8 л/мин до 90%

Производительность: от 0 до 8 л/мин.

Концентрация кислорода: $93 \pm 3\%$.

Особенности:

- Надежный ударопрочный материал корпуса.
- Легкая транспортировка за счет относительно небольшого веса (26 кг.), транспортировочных ручек и самоориентирующихся колес.
- Компактные размеры (36,5 x 37,5 x 60,0 см) позволят удобно разместить аппарат даже в самом небольшом помещении.

- ЖК-дисплей отображает суммарное время работы концентратора, время работы текущего цикла и установленное время.
- Сигнализация в случае низкой концентрации кислорода (до 82%) и высокой температуры (выше 50°C).
- Тревожная сигнализация: сбой в работе, отсутствие электропитания.

Уровень шума: не более 52 дБ.

Электропитание: 230±10 В, 50±1 Гц, 530 Вт.

Размеры: 60×37.5×36.5 см.

Вес: 26 кг.