

Кислородный концентратор Lauf G 700

РЗН 2013/1014

20 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до 93±3%,
давление на выходе 0.14-0.4 МПа

Longfian Scitech Co. Ltd, Китай



Характеристики

Производительность	20 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	93±3%
Давление на выходе	0.14-0.4 МПа
Уровень шума	60 дБ
Размеры (в×ш×г)	66×67×86 см
Масса	120 кг

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор Lauf G 700 – стационарный концентратор кислорода производительностью до 20 л/мин, позволяющий получать кислород высокой концентрации 93±3%. Предназначен для использования в качестве источника сжатого медицинского кислорода для наркозно-дыхательных аппаратов, аппаратов искусственной вентиляции легких, систем ингаляции кислорода.

- Производительность по потоку кислорода:** 20 л/мин.
- Производительность по концентрации кислорода:** 93±3%.
- Давление кислорода на выходе:** 0.14-0.4 МПа
- Номинальная потребляемая мощность:** 2300 Вт.

Особенности

- Концентратор имеет увеличенную мощность компрессора, эффективную систему влагоотделения, качественную систему фильтрации воздуха, что гарантирует длительную эффективную эксплуатацию, даже в условиях повышенной загрязненности воздуха.
- Схема активного воздушного охлаждения двигателя компрессора обеспечивает длительность и бесперебойность работы.
- Низкий уровень шума достигается использованием инновационной технологии шумопоглощения.

- Световая и звуковая сигнализация величины концентрации кислорода на выходе свидетельствует о переходе концентратора в рабочий режим.
- Тревожная сигнализация: низкое давление на выходе, высокое давление на выходе, сбой питания.
- На ЖК-дисплее отображаются давление на выходе, количество наработанных часов, текущее время.