

Кислородный концентратор AirSep Focus

РЗН 2013/793

2 л/мин, переносной, концентрация O_2 до $90 \pm 3\%$

AirSep Corporation, США



Характеристики

Производительность	2 л/мин
Тип	переносной
Подача кислорода	импульсная
Максимальная концентрация кислорода	$90 \pm 3\%$
Уровень шума	40 дБ
Размеры (в×ш×г)	16×12×6 см
Масса	0.8 кг

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор AirSep Focus – один из самых компактных и лёгких концентраторов кислорода, позволяющий кислородозависимым пациентам оставаться мобильными и вести активный образ жизни. Подача кислорода осуществляется только на вдохе. Через 2 минуты после включения прибора концентрация кислорода достигает $90 \pm 3\%$.

Производительность: до 2 л/мин.

Вес: 0.8 кг (с аккумулятором 1.0 кг, с дополнительным поясом 1.6 кг).

Габариты: 12.2×6.1×16.4 см.

Электропитание концентратора может осуществляться несколькими способами:

- от внешнего аккумулятора (в комплекте 2 шт.);
- от источника электропитания 220В, 50/60 Гц;
- от автомобильного адаптера 12В;
- от дополнительного аккумуляторного пояса.

Время работы от аккумулятора:

- 3 часа при потоке 1 л/мин;
- 1.5 часа при потоке 2 л/мин.

Время заряда аккумулятора: 4 часа.

Количество аккумуляторов в комплекте: 2 шт.

Время работы с поясом: 4 часа.

Время заряда пояса: 3 часа.

Общее время работы: до 7 часов.