

Контурь дыхательные Fisher & Paykel без влагосборника
неонатальные

ФСЗ 2011/09845

без влагосборника, 10 мм (неонатальный),
одноразовый, конфигурируемый, 1.1 м

Fisher & Paykel Healthcare Limited, Новая Зеландия



Характеристики





Вид	без влагосборника
Диаметр	10 мм (неонатальный)
Использование	одноразовый
Тип трубки	конфигурируемый
Длина трубки	1.1 м

Дополнительные характеристики

Контурь дыхательные Fisher & Paykel без влагосборника неонатальные

Характеристики:

- Технология проволочной спирали, повышающая эффективность контроля за образованием конденсата в различных условиях.
- Хорошая растяжимость и низкое сопротивление.
- Механизм фиксации датчика, обеспечивающий его правильное расположение для эффективной обратной связи.
- Поставка контура в собранном виде.
- Легкость и гибкость.

Изображение	Описание
	Контур дыхательный Fisher & Paykel RT132 Поток >4 л/мин • линия вдоха 1.1 м с обогревом • удлинитель для инкубатора 0.3 м • дополнительный шланг 0.5 м • соединительная трубка 0.6 м с портом для оксида азота • линия контроля давления • комплект адаптеров
	Контур дыхательный Fisher & Paykel RT224 Поток >4 л/мин • линия вдоха 1.1 м с обогревом • удлинитель для инкубатора 0.3 м • соединительная трубка 0.6 м с портом для оксида азота • линия контроля давления • комплект адаптеров • камера увлажнителя MR290
	Контур дыхательный Fisher & Paykel RT324 Поток >4 л/мин • линия вдоха 1.1 м с обогревом • удлинитель для инкубатора 0.3 м • дополнительный шланг 0.5 м • соединительная трубка 0.6 м с портом для оксида азота • линия контроля давления • комплект адаптеров • камера увлажнителя MR290
	Контур дыхательный Fisher & Paykel RT329 Назальная Оксигенотерапия 0.3-10 л/мин • линия вдоха 1.1 м с обогревом • удлинитель для инкубатора 0.3 м • клапан сброса давления • камера увлажнителя MR290