


Контур дыхательные Intersurgical Flextube 10 мм без влагосборника

ФСЗ 2009/03551

без влагосборника, 10 мм (неонатальный),
одноразовый, конфигурируемый, 1.6 м

Intersurgical Ltd., Великобритания







Характеристики

Вид	без влагосборника
Диаметр	10 мм (неонатальный)
Использование	одноразовый
Тип трубки	конфигурируемый
Длина трубки	1.6 м

Дополнительные характеристики

Контур дыхательный Intersurgical Flextube 10 мм без влагосборника

Кат. №	Изображение	Описание
4072000		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • шарнирный Y-образный соединитель • дополнительный шланг 0.5 м • два провода нагрева • линия мониторинга Для аппаратов ИВЛ Fabian
4538810		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.5 м • два провода нагрева • набор для применения закиси азота • самозаполняющаяся камера
4538850		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.5 м • два провода нагрева • набор для применения закиси азота
4539810		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • шарнирный Y-образный соединитель • дополнительный шланг 0.5 м • два провода нагрева • линия мониторинга • самозаполняющаяся камера • набор для снижения уровня шума

4539850	- Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.5 м • два провода нагрева • линия мониторинга • набор для снижения уровня шума
4540810	- Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.5 м • два провода нагрева • линия мониторинга • самозаполняющаяся камера
4639810	- Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • шарнирный У-образный соединитель • дополнительный шланг 0.5 м • два провода нагрева • линия мониторинга • самозаполняющаяся камера • набор для снижения уровня шума
4639850	- Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • шарнирный У-образный соединитель • дополнительный шланг 0.5 м • два провода нагрева • линия мониторинга • набор для снижения уровня шума

6390810		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.5 м • два провода нагрева • самозаполняющаяся камера Для низкпоточной анестезии
6392810		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.5 м • два провода нагрева • самозаполняющаяся камера
6392850		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.8 м • два провода нагрева
6222810		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • шарнирный Y-образный соединитель • дополнительный шланг 0.5 м • два провода нагрева • самозаполняющаяся камера

Приспособления для крепления шлангов