


Контуры дыхательные Intersurgical Flextube 10 мм с двумя влагосборниками

ФСЗ 2009/03551

два влагосборника, 10 мм (неонатальный),
одноразовый, конфигурируемый, 1.6 м

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	два влагосборника
Диаметр	10 мм (неонатальный)
Использование	одноразовый
Тип трубки	конфигурируемый
Длина трубки	1.6 м

Дополнительные характеристики

Контур дыхательный Intersurgical Flextube 10 мм с двумя влагосборниками

Кат. №	Изображение	Описание
4510000		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.5 м • два влагосборника • линия мониторинга

Приспособления для крепления шлангов