


Контур дыхательные Intersurgical Flextube 10 мм с одним влагосборником

ФСЗ 2009/03551

один влагосборник, 10 мм (неонатальный),
одноразовый, конфигурируемый, 1.6 м

Intersurgical Ltd., Великобритания







Характеристики


Вид	один влагосборник
Диаметр	10 мм (неонатальный)
Использование	одноразовый
Тип трубки	конфигурируемый
Длина трубки	1.6 м

Дополнительные характеристики

Контур дыхательный Intersurgical Flextube 10 мм с одним влагосборником

Кат. №	Изображение	Описание
4071000		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • шарнирный Y-образный соединитель • дополнительный шланг 0.5 м • провод нагрева • влагосорбник • линия мониторинга Для аппаратов ИВЛ Fabian
4506850		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.4 м • провод нагрева • влагосорбник • линия мониторинга
4508810		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.5 м • провод нагрева • влагосорбник • самозаполняющаяся камера • линия мониторинга
4508850		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.8 м • провод нагрева • влагосорбник • линия мониторинга

4609850




Дыхательный контур Flextube
10 мм

- длина 1.6 м
- дополнительный шланг 0.5 м
- провод нагрева
- влагосборник
- линия мониторинга
- набор для снижения уровня шума

**Для аппарата ИВЛ SLE
4000/5000**

6068810




Дыхательный контур Flextube
10 мм

- длина 1.6 м
- дополнительный шланг 0.5 м
- провод нагрева
- влагосборник
- самозаполняющаяся камера

**Для аппарата ИВЛ Draeger
Babylog 8000**

Совместим с угловым датчиком потока


6090810



Дыхательный контур Flextube
10 мм

- длина 1.6 м
- дополнительный шланг 0.5 м
- провод нагрева
- влагосборник
- самозаполняющаяся камера




6091810



Дыхательный контур Flextube
10 мм

- длина 1.6 м
- дополнительный шланг 0.5 м
- провод нагрева
- влагосборник
- самозаполняющаяся камера

Для низкопоточной анестезии

6091850		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.5 м • провод нагрева • влагосорбник
6122810		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • шарнирный Y-образный соединитель • дополнительный шланг 0.5 м • провод нагрева • влагосорбник • самозаполняющаяся камера Для аппарата ИВЛ Draeger Babylog 8000
6122850		Дыхательный контур Flextube 10 мм • длина 1.6 м • шарнирный Y-образный соединитель • дополнительный шланг 0.5 м • провод нагрева • влагосорбник Для аппарата ИВЛ Draeger Babylog 8000 Для прямого датчика потока

Приспособления для крепления шлангов