


Контур дыхательные Intersurgical Flextube 15 мм без влагосборника

ФСЗ 2009/03551

без влагосборника, 15 мм (для детей), одноразовый, конфигурируемый, 1.6 м

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	без влагосборника
Диаметр	15 мм (для детей)
Использование	одноразовый
Тип трубки	конфигурируемый
Длина трубки	1.6 м

Дополнительные характеристики

Контур дыхательный Intersurgical Flextube 15 мм без влагосборника

Кат. №	Изображение	Описание
4500000		Дыхательный контур Flextube 15 мм • длина 1.6 м
4525850		Дыхательный контур Flextube 15 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.5 м • Y-образный коннектор • два провода нагрева
4526850		Дыхательный контур Flextube 15 мм • длина 1.6 м • для прямого датчика потока • дополнительный шланг 0.5 м • Y-образный коннектор • два провода нагрева Для аппарата ИВЛ Draeger Babylog 8000
4527850		Дыхательный контур Flextube 15 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.5 м • Y-образный коннектор • два провода нагрева • линия мониторинга
4555850		Дыхательный контур Flextube 15 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.8 м • два провода нагрева Для низкого потока газовой смеси

Приспособления для крепления шлангов