


Контуры дыхательные Intersurgical Flextube 15 мм с двумя влагосборниками

ФСЗ 2009/03551

два влагосборника, 15 мм (для детей), одноразовый, конфигурируемый, 1.6 м

Intersurgical Ltd., Великобритания




Характеристики

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Вид           | два влагосборника |
| Диаметр       | 15 мм (для детей) |
| Использование | одноразовый       |
| Тип трубки    | конфигурируемый   |
| Длина трубки  | 1.6 м             |

Дополнительные характеристики

Контур дыхательный Intersurgical Flextube 15 мм с двумя влагосборниками

| Кат. №  | Изображение                                                                         | Описание                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4503000 |  | Дыхательный контур Flextube 15 мм <ul style="list-style-type: none"><li>• длина 1.6 м</li><li>• Y-образный коннектор</li><li>• дополнительный шланг 0.5 м</li><li>• влагосборник</li></ul> |

Приспособления для крепления шлангов